

# ПРЕДУПРЕДИТЬ ОЗНОЧАЕТЬ ВЫЛЕЧИТЬ

- Не делайте тест, если у вас геморрой или менструация. В этом случае дождитесь три непрерывных дня без кровотечения до того как сделать тест.
- Избегайте контакт фекалий с мочой.
- Для теста не имеет значение ни диета ни голодный желудок.
- Прием лекарств не изменят ваш результат.
- Не пить жидкость из тюбика. Если жидкость попала вам в глаз, в рот или на кожу, смойте зону водой и если необходимо проконсультируйтесь с вашим врачом или аптекарем.
- Хранить тюбик в недоступном для детей месте.
- Сообщить Программе о потере теста или о других затруднениях которые могут появиться во время проведения теста.

## Для больше информации

Институт Общественного Здравоохранения и Труда  
Наварры  
ПРОГРАММА РАННЕГО ОБНАРУЖИВАНИЕ  
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Francisco Bergamin 2 bis 31003 Pamplona

**Телф. 848 42 34 98**

precolon@navarra.es  
www.cancercolon.navarra.es

Перевод ориентативный, основанный на оригинальном тексте  
Института Здравоохранение и Труда Наварры



## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ

ПРОБА ОБНАРУЖИВАНИЯ КРОВИ  
СКРЫВАЮЩЕЙСЯ В ФЕКАЛИЙ


**ELIGE90**  
ПРОГРАММА РАННЕГО  
ОБНАРУЖИВАНИЕ  
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

 **Gobierno  
de Navarra**

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА


# OC-SENSOR

1



Вытащить тюбик из пакетика.

2




Проверить, что на тюбике  
ваше имя.

3




Постелить слой туалетной  
бумаги в унитаз и сесть, если  
возможно, лицом к стене.

4




Развинтить зеленую крышку и  
вытащить палочку.

5



Обмазать концом палочки  
фекалии, скользя и рисуя  
горизонтальные и  
вертикальные линии.

6



Достаточно малого количества  
для пробы.

7



Вставить зеленую палочку в  
тюбик, хорошо закрыть и  
взбалтывать несколько секунд.

8



Поставить тюбик в пакетик и  
хранить в холодильнике (не  
замораживать) до того как  
отнести в поликлинику,  
не позже трех дней.